

Поликлональное Антитело Anti-Slc6A5 (Glyt2) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Y345

Артикул: CM0012891

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий глициновый транспортер 2 SLC6A5. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, детектирует эндогенный GlyT2 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в нейронауках и транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC6A5 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NET1, GLYT2, HKPX3, GLYT-2, SLC6A5
Целевой вид	Человек
GeneID	9152 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 1-200 человеческого SLC6A5 (NP_004202.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y345
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом