


Поликлональное Антитело Anti-Slc6A6 Для Wb И Elisa - P31641

Артикул: CM0013928



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC6A6 (переносчик таурина, TauT). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA с перекрёстной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Подходит для изучения транспорта таурина, механизмов старения и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC6A6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TAUT; HTRDC; SLC6A6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6533
Идентификатор гена	6533
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-320 человеческого SLC6A6 (NP_001127839.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P31641
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом