


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Slc6A8 Для Wb И Elisa — P48029

Артикул: CM0022954



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого SLC6A8 (транспортера креатина), подходящее для WB и ELISA; дает перекрестную реакцию с мышиным белком. Поддерживает исследования транспорта креатина в мозге и мышцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC6A8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CRT; CT1; CRT1; CRTR; CTR5; CCDS1; CRT-1; SLC6A8
Вид	Человек
GeneID (человек)	6535
GeneID	6535
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 539–635 человеческого SLC6A8 (NP_005620.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P48029
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом