

Поликлональное Антитело Против Slc6A9 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P48067

Артикул: CM0019464



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на глициновый транспортер человека SLC6A9 (GLYT1). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Прогнозируемая молекулярная масса: 78 кДа. Идеально для исследований в нейронауках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC6A9
Примечания/Альтернативные названия	GLYT1; GCENSG; SLC6A9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6536
ID гена	6536
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого SLC6A9 (NP_964012.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48067
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	В пакете со льдом