

Антитело Кролика Против Anti-Slc7A11/Xct [Валидировано Kd] Для Вестерн-Блоттинга - Q9Ury5

Артикул: CM0008179



введение

Валидированное моноклональное антитело кролика, направленное против SLC7A11/xCT (транспортер цистина/глутамата). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФА (ELISA) с реактивностью на человека, мышь, крысу. Рекомбинантный белковый антиген. 55 кДа. Идеально подходит для исследований ферроптоза и редокс-процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] SLC7A11/xCT кролик mAb
Примечания/Псевдоним	xCT; CCB1; SLC7A11/xCT
Вид	Человек
GeneID	23657
Антиген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9URY5
Молекулярный вес белка	55 кДа
Доставка	Сумка со льдом