

Кроличья Поликлональная Антитело Против Slc7A11/Xct Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Elisa - Q9Ury5

Артикул: CM0012833



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC7A11/xCT, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Неконъюгированное, 55 кДа. Идеально для исследований окислительного стресса, ферроптоза и транспорта аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC7A11/xCT
Примечания/Альтернативные названия	xCT; CCBP1; SLC7A11/xCT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23657
GeneID	23657
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SLC7A11/xCT (NP_055146.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPY5
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом