

Анти-Slc9A3R1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O14745

Артикул: CM0013648



введение

Валидированные поликлональные кроличьи антитела Anti-SLC9A3R1 для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленные на скаффолд-белок NHERF1/EBP50 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения ионного транспорта, Wnt-сигналинга и взаимодействий мембраны с цитоскелетом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC9A3R1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	EBP50; NHERF; NHE-RF; NHERF-1; NPHLOP2; SLC9A3R1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9368
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 189-358 человеческого SLC9A3R1 (NP_004243.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14745
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка-холодильник