

Поликлональные Антитела Против Slc9A3R2 Для Wb, Elisa - Q15599

Артикул: CM0021505



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные на SLC9A3R2 (NHERF2), валидированные для WB и ELISA. Этот скаффолдный белок связывает белки плазматической мембраны с актиновым цитоскелетом и регулирует их поверхностную экспрессию. Идеально подходят для исследований клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC9A3R2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	SIP1; OCTS2; SIP-1; TKA-1; E3KARP; NHE3RF2; NHERF-2; SLC9A3R2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9351
ID гена	9351
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-300 человеческого SLC9A3R2 (NP_001123484).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15599
Молекулярный вес белка	37kDa
Доставка	Сумка со льдом