

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Slc9A6 Для Wb И Elisa — Q92581

Артикул: CM0027447

введение

Поликлональное антитело кролика к SLC9A6 для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с мышинным белком. Определяет натрий/водородный обменник 6, участвующий в регуляции pH эндосом и нейроразвитии. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и транспорта ионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC9A6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MRSA; NHE6; MRXSCH; SLC9A6
Вид	Человек
GeneID (человек)	10479
GeneID	10479
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 542–701 человеческого SLC9A6 (NP_001036002.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q92581
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом