

Поликлональные Антитела Против Slco1A2 Для Вб, Ифа — P46721

Артикул: CM0028617

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SLCO1A2 (OATP1A2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с крысиной мишенью. Для изучения транспорта органических анионов, поглощения лекарств и гомеостаза желчных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLCO1A2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	OATP; OATP-A; OATP1A2; SLC21A3; SLCO1A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6579
ID гена	6579
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого SLCO1A2 (NP_066580.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P46721
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодовой пакет