

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Slco2B1 Для Wb/Elisa — O94956

Артикул: CM0014529

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SLCO2B1 (OATPB/OATP2B1), подходящее для WB и ELISA. Выявляет органический анионный транспортер размером ~77 кДа у человека и мыши; идеально подходит для исследований транспорта стероидов/лекарственных препаратов, а также печени и плаценты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLCO2B1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	OATPB; OATP-B; OATP2B1; SLC21A9; SLCO2B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	11309
GeneID	11309
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130–210 человеческого SLCO2B1 (NP_009187.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O94956
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом