

Кроличья Поликлональная Антитело Против Slco3A1 Для Wb, Elisa - Q9Uig8

Артикул: CM0016075

введение

Кроличья поликлональная антитело к SLCO3A1 (OATP-D, OATP3A1) от CamelBio валидирована для Вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает SLCO3A1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования органических анионных транспортеров и изучения тканевого распределения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная кроличья антитела к SLCO3A1
Примечания/алиасы	OATPD; OATP-D; OATP3A1; OATPRP3; OATP-RP3; SLC21A11; SLCO3A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	28232
GeneID	28232
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UIG8
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	С хладагентом