

Поликлональное Антитело Anti-Slco6A1 Для Wb, Elisa - Q86Ug4

Артикул: CM0015746

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SLCO6A1 (OATP6A1, CT48), валидированное для WB и ELISA. Определяет белок человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований раково-тестикулярных антигенов и транспортеров органических анионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLCO6A1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GST; CT48; OATPY; OATP-I; OATP6A1; SLCO6A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	133482
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-580 человеческого SLCO6A1 (NP_775759.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86UG4
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом