

Кроличье Моноклональное Антитело Против Slfn11 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z7L1

Артикул: CM0006498



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело SLFN11, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC, иммунопреципитации и ELISA. Нацелено на человеческий SLFN11 (103 кДа) для исследований повреждения ДНК, противовирусного ответа и репликационного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLFN11 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SLFN8/9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	91607
ID гена	91607
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 132-328 человеческого SLFN11 (NP_689483.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ICC, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z7L1
Молекулярная масса белка	103 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом