

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Slfn11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7Z7L1

Артикул: CM0020936



введение

Кроличья поликлональное антитело к SLFN11, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека. Нацелено на человеческий SLFN11, ингибитор репликации ДНК и фактор антивирусного ограничения. Идеально подходит для исследований повреждения ДНК и антивирусной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SLFN11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SLFN8/9; SLFN11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	91607
GeneID	91607
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 132-328 человеческого SLFN11 (NP_689483.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z7L1
Молекулярный вес белка	103кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент