


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Slfn12 Для Wb И Elisa — Q8Iym2

Артикул: CM0019689



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого SLFN12, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения индуцированного эстрогеном апоптоза, деградации рРНК и путей дифференцировки клеток. SWISS: Q8IYM2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLFN12 Rabbit pAb
Примечания/синоним	SLFN3; SLFN12
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55106
Идентификатор гена	55106
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 320–390 человеческого SLFN12 (NP_001275938.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8IYM2
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом