


Поликлональное Антитело Кролика Против Slirp Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Ифа - Q9Gzt3

Артикул: CM0018519



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого белка SLIRP, митохондриального РНК-связывающего белка и корепрессора ядерных рецепторов. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному белкам. Идеально для изучения SRA-опосредованной регуляции транскрипции и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SLIRP (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	DC50; PD04872; C14orf156; SLIRP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	81892
GeneID	81892
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка SLIRP (NP_112487.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9GZT3
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом