


Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Slit2 Для Wb, Игх-П, Ифа — O94813

Артикул: CM0010573



введение

Рекомбинантное моноклональное кроличье антитело против человеческого Slit2 (O94813). Валидировано для WB, ИГХ-П и ИФА; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Нацелено на секретируемый навигационный фактор, участвующий в навигации аксонов и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт Slit2
Примечания/синонимы	SLIL3, Slit-2, Slit2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9353
GeneID	9353
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1400–1500 человеческого Slit2 (O94813)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O94813
Молекулярная масса белка	170 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом