

Поликлональное Антитело Против Slitrk6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9H5Y7

Артикул: CM0026480

введение

Кроличье поликлональное антитело к SLITRK6, валидированное для применений Вестерн-блоттинг и ИФА. Распознает SLITRK6 человека, мыши и крысы — регулятор роста нейритов, связанный со слухом и зрением. Подходит для исследований в области неврологии и сенсорных систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SLITRK6
Примечания/Альясы	DFNMYP; SLITRK6
Вид	Человек
ID гена (человек)	84189
ID гена	84189
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 621-816 SLITRK6 человека (NP_115605.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H5Y7
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Сумка-холодильник