

Поликлональное Антитело Кролика Против Slmap Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14Bn4

Артикул: CM0022018



введение

Поликлональное антитело кролика против белка SLMAP человека. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Полезно для исследования сигнального пути Hippo и контроля роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SLMAP (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	SLAP; SLMAP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7871
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 540-790 белка SLMAP человека (NP_009090.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14BN4
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом