

Кроличье Моноклональное Антитело Против Slp2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Ujz1

Артикул: CM0003237

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против SLP2, валидированное для WB и ELISA. Нацелено на человеческий белок SLP2 с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для исследований митохондрий и разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLP2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SLP-2; HSPC108; SLP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	30968
GeneID	30968
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-130 человеческого белка SLP2 (Q9UJZ1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJZ1
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом