

Антитела Кролика Против Slpi (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P03973

Артикул: CM0024384



введение

Поликлональные антитела кролика против SLPI, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают антилейкопротеиназу у человека, мыши, крысы; ингибитор протеаз врожденного иммунитета массой 14 кДа. Для исследований в составе IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLPI Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ALP; MPI; ALK1; BLPI; HUSI; WAP4; WFDC4; HUSI-I; SLPI
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6590
ID гена	6590
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P03973
Молекулярная масса белка	14kDa
Доставка	Сумка со льдом