

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sltm Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Nwh9

Артикул: CM0023871

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого SLTM (SAFB-подобный модулятор транскрипции), валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью. Подходит для изучения регуляции транскрипции и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLTM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Met; SLTM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79811
GeneID	79811
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900-1000 человеческого SLTM (NP_079031.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NWN9
Молекулярный вес белка	117 кДа
Доставка	В ледяном пакете