

Поликлональное Антитело Против Slug Для Wb И Elisa — 043623

Артикул: CM0015127

введение

Кроличье поликлональное антитело против Slug получено против рекомбинантного человеческого Slug (а. к. 1-150). Валидировано для WB и ELISA, реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения эпителиально-мезенхимального перехода (EMT), развития нервного гребня и метастазирования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против Slug
Примечания/синонимы	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
Вид	Человек
GeneID (человек)	6591
GeneID	6591
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого Slug (NP_003059.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43623
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом