

Моноклональное Антитело Кролика Против Slug Для Wb И Ифа — O43623

Артикул: CM0010862

введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий Slug (SNAI2), для WB и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований эпителиально-мезенхимального перехода (EMT), развития нервного гребня и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Slug Rabbit mAb
Примечания/синонимы	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6591
GeneID	6591
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43623
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом