

Кролиčky Поликлональные Антитела Против Slug Для Wb, IHC-P, Elisa - O43623

Артикул: CM0018297

введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела против Slug для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают Slug/SNAI2 у человека, мыши, крысы. Идеально подходят для исследований МПП и рака. - O43623

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Slug кролик rAb
Примечания/Псевдоним	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2; Slug
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6591
ID гена	6591
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 21-120 человеческого Slug (NP_003059.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43623
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент