


Поликлональные Антитела Против Smac/Diablo Для Вб, Игг-П, Ип, Ифа - Q9Nr28

Артикул: CM0018948



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Smac/Diablo (SMAC; DFNA64) для ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Идеально подходят для исследований апоптоза и взаимодействия с IAP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Smac/Diablo кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Вид	Человек
ID гена (человек)	56616
ID гена	56616
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56-239 человеческого Smac/Diablo (NP_063940.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR28
Молекулярная масса белка	27кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом