


Моноклональное Антитело Против Smad1 Для Вб, Игг-П, Ип, Ифа — Q15797

Артикул: CM0003193



введение

Кроличье моноклональное антитело против Smad1, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГГ-П, ИП и ИФА. Распознает Smad1 человека и мыши; подходит для исследования сигнального пути BMP/TGF- β .

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по нокауту] Smad1 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	BSP1, JV41, BSP-1, JV4-1, MADH1, MADR1, d1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4086
ID гена	4086
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-240 Smad1 человека (NP_005891.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15797
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Хладопакет