


Моноклональное Антитело Против Smad1 (Валидировано Нокаутом) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q15797

Артикул: CM0007686



введение

Кроличье моноклональное антитело, валидированное методом нокаута (KO) против человеческого Smad1, подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Обнаруживает Smad1 у человека и мыши. Smad1 является ключевым транскрипционным модулятором в сигнальных путях BMP, участвующих в эмбриональном развитии и дифференцировке клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Smad1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4086
GeneID	4086
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-260 человеческого Smad1 (NP_001003688.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15797
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом