


Поликлональное Антитело Anti-Smad1 Для Wb, Elisa — Q15797

Артикул: CM0018307



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий Smad1 (а. к. 20–240). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути BMP и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Smad1
Примечания/псевдонимы	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Smad1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4086
GeneID	4086
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–240 человеческого Smad1 (NP_001003688.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15797
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом