


Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Smad1 (Валидировано На Ko) Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Артикул: CM0006807



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Smad1 (Q15797). Подходит для WB, IHC-P, IP, ELISA; перекрестно реагирует с человеческими и мышинными образцами. Идеально подходит для исследований сигнального пути BMP, биологии развития и исследований тканевого гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Smad1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4086
ID гена	4086
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-240 человеческого Smad1 (NP_005891.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15797
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом