


Кроличья Поликлональная Антитела К Smad1/Smad5/Smad9 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q15797/Q99717/O15198

Артикул: CM0024699



введение

Кроличья поликлональная антитела против Smad1/Smad5/Smad9, валидированная для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА в образцах человека и мыши. Подходит для исследований сигнального пути BMP, эмбрионального развития и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к Smad1/Smad5/Smad9
Примечания/алиасы	Smad1/Smad5/Smad9
Вид	Человек
ID гена (человек)	4086/4090/4093
ID гена	4086/4090/4093
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 19-125 человеческого Smad1/Smad5/Smad9 (NP_005891.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет