

Поликлональные Кроличьи Антитела К Smad2 (Проверка На Нокаут) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796

Артикул: CM0025803



введение

Поликлональные кроличьи антитела к человеческому Smad2, валидированные методом нокаута, подходящие для приложений WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнализации TGF-бета и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Проверка KO] Smad2 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; d2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4087
ID гена	4087
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Smad2 (NP_005892.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15796
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Айс-пакет