


Кроличье Моноклональное Антитело Против Smad2/Smad3 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Хип, Ифа - Q15796 / P84022

Артикул: CM0011255



введение

Валидированное методом нокаута (KO) кроличье моноклональное антитело против SMAD2/SMAD3 для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, хроматин-иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на трансдьюсер сигнального пути TGF-beta/активина SMAD2/SMAD3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Кроличье моноклональное антитело против SMAD2/SMAD3
Примечания/Альтернативные названия	CHTD8; JV18; JV18-1; LDS6; MADH2; MADR2; hMAD-2; hSMAD2; HSPC193; Hst17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; hMAD-3; hSMAD3; mad3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 198-298 белка SMAD2/SMAD3 человека (NP_005892.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), хроматин-иммунопреципитация (ChIP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15796/P84022
Молекулярная масса белка	25-52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом