


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Smad2/Smad3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q15796/P84022

Артикул: CM0019884



введение

Кроличья поликлональная антитело против SMAD2/SMAD3, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает SMAD2/SMAD3 человека, мыши и крысы. Высокая специфичность для исследований сигнального пути TGF-бета и изучения рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMAD2/SMAD3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; SMAD2/SMAD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-270 человеческого SMAD2/SMAD3 (NP_005893.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15796/P84022
Молекулярный вес белка	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Доставка	В ледяном пакете