


Моноклональное Антитело Anti-Smad3 (Валидировано На Нокауте) Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa — P84022

Артикул: CM0006476



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Smad3 человека (P84022). Валидировано на нокауте для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммуногистохимии и ELISA. Подходит для изучения TGF- β -опосредованной транскрипции и хондрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] кроличье моноклональное антитело к Smad3
Примечания/синонимы	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4088
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 119–219 Smad3 человека (NP_005893.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P84022
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом