


Кроличье Моноклональное Антитело Против Smad3 (Валидировано Методом Нокаута) Для Вб, Игк-П, Ифа — P84022

Артикул: CM0007349



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому Smad3, валидированное для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Обнаруживает Smad3 в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей TGF- β .

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	[Валидировано KO] Моноклональное антитело кролика к Smad3
Примечания/Алиасы	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Вид	Человек
GeneID (человек)	4088
GeneID	4088
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого Smad3 (NP_005893.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84022
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Хладоэлемент