


Поликлональное Антитело Против Smad4 Для Вб, If/Icc, Ihc-P, Ифа — Q13485

Артикул: CM0025045



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому Smad4 (SWISS: Q13485) для ВБ, IF/ICC, IHC-P, ИФА. Валидировано для человека, мыши, крысы. Ключевой реагент для исследований сигнального пути TGF-бета и опухолевой супрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Smad4
Примечания/Алиасы	JIP; DPC4; MADH4; MYHRS; Smad4
Вид	Человек
GeneID (человек)	4089
GeneID	4089
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 320-552 человеческого Smad4 (NP_005350.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13485
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодовой пакет