


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Smad5 (Валидировано По Ko) Для Wb, Elisa — Q99717

Артикул: CM0007071



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-Smad5, валидированное для WB и ELISA, распознающее Smad5 человека, мыши и крысы. Ключевой фактор транскрипции в сигнальном пути BMP, участвующий в развитии и ангиогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по KO] Кроличье мАб к Smad5
Примечания/синонимы	DWFC; JV5-1; MADH5; d5
Вид	Человек
GeneID (человек)	4090
GeneID	4090
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 186–260 человеческого Smad5 (NP_005894.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99717
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом