


Поликлональное Антитело Кролика Против Smad5 Для Вестерн-Блоттинга, Игг (Параффин), Ифа — Q99717

Артикул: CM0023165



введение

Кроличье поликлональное антитело к Smad5, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФА у человека, мыши и крысы. Распознает белок семейства SMAD с молекулярной массой 52 кДа, члена 5 — ключевой транскрипционный регулятор сигналинга BMP и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Smad5 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Вид	Человек
ID гена (человек)	4090
ID гена	4090
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 186-465 человеческого Smad5 (NP_005894.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99717
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет