

Поликлональные Антитела К Smad9 Для Игх-П И Ифа - O15198

Артикул: CM0029579



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SMAD9 (Smad8), проверенные для применения в ИГХ-П и ИФА. Обнаруживают SMAD9 в пробах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения сигнального пути BMP и исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Smad9 кроличьи пкА
Примечания/псевдонимы	PPH2; MADH6; MADH9; SMAD8; SMAD8A; SMAD8B; SMAD8/9; Smad9
Вид	Человек
GeneID (человек)	4093
GeneID	4093
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого Smad9 (NP_005896.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15198
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовая упаковка