


Кролиčky Поликлональные Антитела K Anti-Smap1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8lyb5

Артикул: CM0021449



введение

Высококачественные кролиčky поликлональные антитела к SMAP1 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагируют с SMAP1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения клатрин-зависимого эндоцитоза и эритропоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMAP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SMAP-1; SMAP1
Вид	Человек
ID гена	60682
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8LYB5
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом