

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Smarca1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P28370

Артикул: CM0013179

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SMARCA1 (ремоделер хроматина, связанный с SWI/SNF). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Определяет SMARCA1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований эпигенетической и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMARCA1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SWI; ISWI; SWI2; SNF2L; SNF2L1; SNF2LB; SNF2LT; hSNF2L; NURF140; SMARCA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6594
GeneID	6594
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого SMARCA1 (NP_003060.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28370
Молекулярная масса белка	123 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом