

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Smarca5/Snf2H Для Wb, If/Icc, Elisa — O60264

Артикул: CM0010255



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого SMARCA5/SNF2H (O60264). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб SMARCA5/SNF2H
Примечания/синонимы	ISWI, SNF2H, hISWI, hSNF2H, WCRF135, SMARCA5/SNF2H
Вид	Человек
GeneID (человек)	8467
GeneID	8467
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 953-1052 человеческого SMARCA5/SNF2H (O60264).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60264
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент