

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Smarca5/Snf2H Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60264

Артикул: CM0020326



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий SMARCA5/SNF2H, АТФ-зависимый ремоделер хроматина. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для изучения ремоделирования нуклеосом, репликации ДНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMARCA5/SNF2H Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ISWI; SNF2H; hISWI; hSNF2H; WCRF135; SMARCA5/SNF2H
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8467
ID гена	8467
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-400 человеческого SMARCA5/SNF2H (NP_003592.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60264
Молекулярный вес белка	122кДа
Доставка	Сумка со льдом