


Моноклональное Антитело Anti-Smarcad1 Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H4L7

Артикул: CM0005410



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SMARCAD1, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Обнаруживает SMARCAD1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения ремоделирования хроматина и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMARCAD1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56916
GeneID	56916
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 928-1026 человеческого SMARCAD1 (NP_064544.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4L7
Молекулярный вес белка	68 кДа / 117 кДа
Доставка	Сумка со льдом