


Поликлональные Антитела Против Smarcad1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9H4L7

Артикул: CM0028774



введение

Кроличьи pAb к SMARCD1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Миши: человек, мышь, крыса. Идеально подходят для исследований ремоделирования хроматина и репарации ДНК. Белок массой 117 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMARCD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS; SMARCD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56916
ID гена	56916
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого SMARCD1 (NP_001121901.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4L7
Молекулярная масса белка	117kDa
Доставка	С ледяным пакетом