

Моноклональное Антитело Против Smarcb1/Snf5 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q12824

Артикул: CM0006100



введение

Валидированное нокаутом кроличье моноклональное антитело против человеческого SMARCB1/SNF5 (BAF47, INI1), подходящее для вестерн-блоттинга (ВБ), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИК) и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] Кроличье моноклональное антитело против SMARCB1/SNF5
Примечания/Альтернативные названия	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Вид	Человек
ID гена (человек)	6598
ID гена	6598
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12824
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Айс-пак