

Поликлональные Антитела Против Anti-Smarcb1/Snf5 Для Wb, Elisa - Q12824

Артикул: CM0022078



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SMARCB1/SNF5, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Основной компонент ремоделирующего хроматин комплекса BAF, участвующий в контроле клеточного цикла и подавлении опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMARCB1/SNF5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; SMARCB1/SNF5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6598
GeneID	6598
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12824
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом