

Кроличья Поликлональная Антитела Против Smarcb1/Snf5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ип, Ифа - Q12824

Артикул: CM0030148



введение

Кроличьи поликлональные антитела к SMARCB1/SNF5 (Q12824), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши, крысы. Обнаруживают белок BAF47 массой 44 кДа, ключевой компонент SWI/SNF комплекса ремоделирования хроматина, участвующий в контроле клеточного цикла и подавлении опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела к SMARCB1/SNF5, кроличьи
Примечания/Альтернативные названия	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144
Вид	Человек
ID гена	6598 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 белка SMARCB1/SNF5 человека (NP_003064.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12824
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом